



Алгоритми пакування термосумок для зберігання й перевезення вакцин



Алгоритм пакування термосумки класу А (захищеної від заморожування)

- 1 Помістіть поліетиленовий пакет з вакциною та з розріджувачем (за потреби) в центр термосумки.
- 2 Розмістіть пристрій для моніторингу температури разом з вакциною, бажано у верхній частині термосумки над вакциною.
- 3 Прикрийте зверху внутрішню частину термосумки поролоновою прокладкою.
- 4 Щільно закрийте термосумку.



Алгоритм пакування стандартних термосумок

- 1 Покладіть чотири кондиціоновані холодові елементи — по одному під кожну стінку термосумки.
- 2 Покладіть термоіндикатор на заморожування на дно термосумки.
- 3 Помістіть поліетиленовий пакет з усіма вакцинами та розріджувачами (за потреби) в центр термосумки.
- 4 Розмістіть термометр / термологер для контролю нагрівання у верхній частині термосумки над вакциною.
- 5 Запустіть термологер кнопкою «Пуск» (якщо використовуєте цей прилад, а не термометр).
- 6 Прикрийте зверху внутрішню частину термосумки поролоновою прокладкою.
- 7 Щільно закрийте термосумку.