



Основи репроцесингу стоматологічних медичних виробів



Категорії ризику	Процедури	Медичні вироби	Коментарі
Критичні медичні вироби	Хірургічні стоматологічні процедури, як-от: <ul style="list-style-type: none">• видалення повністю враженого зуба• екстракція пульпи• ендодонтичні процедури	<ul style="list-style-type: none">• голки та шприци• зубні щипці• елеватори• ретрактори• хірургічні бори• інструменти для встановлення імплантатів• елементи для імплантації	Використовувати одноразові або стерилізувати після кожного використання. Використати відразу після стерилізації або зберігати в пакетах до використання. Якщо пакети пошкоджені, медичні вироби повторно стерилізувати перед використанням
Напівкритичні медичні вироби	Загальні стоматологічні процедури	<ul style="list-style-type: none">• Стоматологічні дзеркала• реставраційні інструменти• зубні пінцети• зонди• металеві відтискні ложки	Використовувати одноразові або стерилізувати після кожного використання. Після репроцесингу помістити в пакети. Зберігати в закритих контейнерах, наприклад, у касетах для інструментів. Термічну дезінфекцію застосовувати, якщо медичні вироби забруднені кров'ю
Некритичні медичні вироби	Загальні стоматологічні процедури	<ul style="list-style-type: none">• вимірювальні прилади• ортодонтичні дуги• захисні окуляри• лотки• нагрудні ремені• тигелі скляні• штангенциркулі	Очистити за допомогою мийного засобу і води. У деяких випадках — застосовувати термічну дезінфекцію. Після репроцесингу зберігати так само, як напівкритичні медичні вироби

Примітка. Обирайте метод залежно від категорії ризику та інструкції виробника.